

必要な機能だけをコンパクトに

散剤監査システム

All in one mediCube



調剤過誤からあなたを守る！

All in one mediCube

mc-20
OMNI SCAN



コンパクトで頑丈な筐体



*画面は一例です。実際の運用では異なる部分もあります。

- ・ 薬品名や計量値を読み上げ、画面と合わせて確認できます。
- ・ 調剤記録を出力します。

1. オートカッター付きのレシートプリンタに出力。
2. パソコンに保存して1日分をリスト出力できます。

- ・ USBポートが1つあれば、お手持ちのパソコンでOK。
- ・ 主な散剤マスター導入済み。

1. 新しいマスタの登録も簡単にできます。

- ・ オムニレーザーでさらに使いやすくなりました。

電子天秤について
新光電子、A&D社の電子天秤に対応しています。
(オプションのシリアル通信カードが必要な場合もございます)

mc-11

mc-20



(写真中の電子天秤は商品に含みません)

elite

<http://www.elite.co.jp/>

株式会社エリート

〒943-0165 新潟県上越市上島464-1

TEL:025-522-0810 FAX:025-522-3722

プリンタロール紙




W58Xφ70 5巻梱包
TP58735

電子天秤用ケーブル




新光電子用
MC-RSS
A&D用
MC-RSA

mc-11 外形寸法



mc-20 外形寸法



重量 約4.2kg (ケーブル除く)
ケーブル長 AC電源 2m
USB (PC接続用) 1.5m
電子天秤接続用 1.5m (オプション)

※改良のため予告なく仕様の変更を行う場合もございます。記載の仕様は2010年12月現在のものです。

動作環境

CPU

Intel Pentium/Celeron 400MHz以上
AMD K6/Athlon/Curon 400MHz以上
または互換性のあるCPU

メモリ

256MB以上 (推奨512MB以上)

ハードディスク

100MB以上の空き領域

ディスプレイ

Super VGA (800x600)以上

ディスク装置

インストール時にCD-ROMドライブが必要

OS

Windows XP, Vista, 7
(Vista, 7は32bit版)

その他

USBポートに1つ以上の空きがあること。
IE7.0以上がインストールされていること。
スピーチ機能をご利用になるには、
サウンド機能、スピーカーが必要です。

製造・販売元

elite

バーコードリーダー・RFIDリーダーライタ
オートIDシステム各種設計製造構築

株式会社エリート

〒943-0165 新潟県上越市上島464-1
Tel. 025-522-0810 / Fax. 025-522-3722

<http://www.elite.co.jp/> E-mail: barcode@elite.co.jp